

Матеріал стільниці	Розміри, мм				Вода	капсула	Вентилятор	Артикул	Розміри, мм				Артикул						
	Д	Г	В	(В)					Д	Г	В	(В)							
керамограніт 300x300	1200	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 211	1200	850	2100	2230	52-12. 211						
					кран+злив	ні	ні	02-12. 212					52-12. 212						
					ні	капсула	ні	02-12. 213					52-12. 213						
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 214					52-12. 214						
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 215				2300	52-12. 215						
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 216					52-12. 216						
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 217					52-12. 217						
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 218					52-12. 218						
				1500	850	2400	2530	ні				ні	ні	02-12. 221	1500	850	2100	2230	52-12. 221
								кран+злив				ні	ні	02-12. 222					52-12. 222
								ні				капсула	ні	02-12. 223					52-12. 223
								кран+злив				капсула	ні	02-12. 224					52-12. 224
	2600	ні	ні				вентилятор	02-12. 225	2300	52-12. 225									
		кран+злив	ні				вентилятор	02-12. 226		52-12. 226									
		ні	капсула				вентилятор	02-12. 227		52-12. 227									
		кран+злив	капсула				вентилятор	02-12. 228		52-12. 228									
	1800	850	2400				2530	ні	ні	ні	02-12. 231	1800	850	2100				2230	52-12. 231
								кран+злив	ні	ні	02-12. 232								52-12. 232
								ні	капсула	ні	02-12. 233								52-12. 233
								кран+злив	капсула	ні	02-12. 234								52-12. 234
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 235	2300	52-12. 235									
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 236		52-12. 236									
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 237		52-12. 237									
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 238		52-12. 238									
нержавіюча сталь AISI 304				1200	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 311				1200	850	2100	2230	52-12. 311
								кран+злив	ні	ні	02-12. 312								52-12. 312
								ні	капсула	ні	02-12. 313								52-12. 313
								кран+злив	капсула	ні	02-12. 314								52-12. 314
	2600	ні	ні				вентилятор	02-12. 315	2300	52-12. 315									
		кран+злив	ні				вентилятор	02-12. 316		52-12. 316									
		ні	капсула				вентилятор	02-12. 317		52-12. 317									
		кран+злив	капсула				вентилятор	02-12. 318		52-12. 318									
	1500	850	2400				2530	ні	ні	ні	02-12. 321	1500	850	2100				2230	52-12. 321
								кран+злив	ні	ні	02-12. 322								52-12. 322
								ні	капсула	ні	02-12. 323								52-12. 323
								кран+злив	капсула	ні	02-12. 324								52-12. 324
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 325	2300	52-12. 325									
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 326		52-12. 326									
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 327		52-12. 327									
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 328		52-12. 328									
				1800	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 331				1800	850	2100	2230	52-12. 331
								кран+злив	ні	ні	02-12. 332								52-12. 332
								ні	капсула	ні	02-12. 333								52-12. 333
								кран+злив	капсула	ні	02-12. 334								52-12. 334
	2600	ні	ні				вентилятор	02-12. 335	2300	52-12. 335									
		кран+злив	ні				вентилятор	02-12. 336		52-12. 336									
		ні	капсула				вентилятор	02-12. 337		52-12. 337									
		кран+злив	капсула				вентилятор	02-12. 338		52-12. 338									

Матеріал стільниці	Розміри, мм				Вода	капсула	Вентилятор	Артикул	Розміри, мм				Артикул						
	Д	Г	В	(В)					Д	Г	В	(В)							
Durcon з бортиком	1200	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12.411	1200	850	2100	2230	52-12.411						
					кран+злив	ні	ні	02-12.412					52-12.412						
					ні	капсула	ні	02-12.413					52-12.413						
					кран+злив	капсула	ні	02-12.414					52-12.414						
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12.415				52-12.415							
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12.416				52-12.416							
					ні	капсула	вентилятор	02-12.417				52-12.417							
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12.418				52-12.418							
				2530	ні	ні	ні	02-12.421				2230	52-12.421						
					кран+злив	ні	ні	02-12.422					52-12.422						
					ні	капсула	ні	02-12.423					52-12.423						
					кран+злив	капсула	ні	02-12.424					52-12.424						
	2600	ні	ні	вентилятор	02-12.425	2300	52-12.425												
		кран+злив	ні	вентилятор	02-12.426		52-12.426												
		ні	капсула	вентилятор	02-12.427		52-12.427												
		кран+злив	капсула	вентилятор	02-12.428		52-12.428												
	1800	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12.431	1800	850	2100	2230	52-12.431						
					кран+злив	ні	ні	02-12.432					52-12.432						
					ні	капсула	ні	02-12.433					52-12.433						
					кран+злив	капсула	ні	02-12.434					52-12.434						
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12.435				2300	52-12.435						
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12.436					52-12.436						
					ні	капсула	вентилятор	02-12.437					52-12.437						
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12.438					52-12.438						
HPL пластик без бортику				1200	850	2400	2530	ні				ні	ні	02-12.511	1200	850	2100	2230	52-12.511
								кран+злив				ні	ні	02-12.512					52-12.512
								ні				капсула	ні	02-12.513					52-12.513
								кран+злив				капсула	ні	02-12.514					52-12.514
	2600	ні	ні				вентилятор	02-12.515	2300	52-12.515									
		кран+злив	ні				вентилятор	02-12.516		52-12.516									
		ні	капсула				вентилятор	02-12.517		52-12.517									
		кран+злив	капсула				вентилятор	02-12.518		52-12.518									
	2530	ні	ні				ні	02-12.521	2230	52-12.521									
		кран+злив	ні				ні	02-12.522		52-12.522									
		ні	капсула				ні	02-12.523		52-12.523									
		кран+злив	капсула				ні	02-12.524		52-12.524									
	2600	ні	ні	вентилятор	02-12.525	2300	52-12.525												
		кран+злив	ні	вентилятор	02-12.526		52-12.526												
		ні	капсула	вентилятор	02-12.527		52-12.527												
		кран+злив	капсула	вентилятор	02-12.528		52-12.528												
	1800	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12.531	1800	850	2100	2230	52-12.531						
					кран+злив	ні	ні	02-12.532					52-12.532						
					ні	капсула	ні	02-12.533					52-12.533						
					кран+злив	капсула	ні	02-12.534					52-12.534						
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12.535				2300	52-12.535						
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12.536					52-12.536						
					ні	капсула	вентилятор	02-12.537					52-12.537						
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12.538					52-12.538						

Матеріал стільниці	Розміри, мм				Вода	капсула	Вентилятор	Артикул	Розміри, мм				Артикул
	Д	Г	В	(В)					Д	Г	В	(В)	
камінь з бортиком	1200	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 611	1200	850	2100	2230	52-12. 611
					кран+злив	ні	ні	02-12. 612					52-12. 612
					ні	капсула	ні	02-12. 613					52-12. 613
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 614					52-12. 614
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 615				52-12. 615	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 616				52-12. 616	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 617				52-12. 617	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 618				52-12. 618	
	1500	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 621	1500	850	2100	2230	52-12. 621
					кран+злив	ні	ні	02-12. 622					52-12. 622
					ні	капсула	ні	02-12. 623					52-12. 623
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 624					52-12. 624
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 625				52-12. 625	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 626				52-12. 626	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 627				52-12. 627	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 628				52-12. 628	
	1800	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 631	1800	850	2100	2230	52-12. 631
					кран+злив	ні	ні	02-12. 632					52-12. 632
					ні	капсула	ні	02-12. 633					52-12. 633
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 634					52-12. 634
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 635				52-12. 635	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 636				52-12. 636	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 637				52-12. 637	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 638				52-12. 638	
керамограніт 800x800	1200	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 711	1200	850	2100	2230	52-12. 711
					кран+злив	ні	ні	02-12. 712					52-12. 712
					ні	капсула	ні	02-12. 713					52-12. 713
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 714					52-12. 714
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 715				52-12. 715	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 716				52-12. 716	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 717				52-12. 717	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 718				52-12. 718	
	1500	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 721	1500	850	2100	2230	52-12. 721
					кран+злив	ні	ні	02-12. 722					52-12. 722
					ні	капсула	ні	02-12. 723					52-12. 723
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 724					52-12. 724
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 725				52-12. 725	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 726				52-12. 726	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 727				52-12. 727	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 728				52-12. 728	
	1800	850	2400	2530	ні	ні	ні	02-12. 731	1800	850	2100	2230	52-12. 731
					кран+злив	ні	ні	02-12. 732					52-12. 732
					ні	капсула	ні	02-12. 733					52-12. 733
					кран+злив	капсула	ні	02-12. 734					52-12. 734
				2600	ні	ні	вентилятор	02-12. 735				52-12. 735	
					кран+злив	ні	вентилятор	02-12. 736				52-12. 736	
					ні	капсула	вентилятор	02-12. 737				52-12. 737	
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-12. 738				52-12. 738	

Матеріал стільниці	Розміри, мм				Вода	капсула	Вентилятор	Артикул	Розміри, мм				Артикул
	Д	Г	В	(В)					Д	Г	В	(В)	
керамограніт 300х300	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 211	1200	1000	2100	2230	52-13. 211
					кран+злив	ні	ні	02-13. 212					52-13. 212
					ні	капсула	ні	02-13. 213					52-13. 213
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 214					52-13. 214
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 215				2300	52-13. 215
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 216					52-13. 216
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 217					52-13. 217
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 218					52-13. 218
	1500	2530	ні	ні	ні	02-13. 221	2230	52-13. 221					
			кран+злив	ні	ні	02-13. 222		52-13. 222					
			ні	капсула	ні	02-13. 223		52-13. 223					
			кран+злив	капсула	ні	02-13. 224		52-13. 224					
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 225	2300	52-13. 225					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 226		52-13. 226					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 227		52-13. 227					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 228		52-13. 228					
Нержавіюча сталь AISI 304	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 311	1200	1000	2100	2230	52-13. 311
					кран+злив	ні	ні	02-13. 312					52-13. 312
					ні	капсула	ні	02-13. 313					52-13. 313
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 314					52-13. 314
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 315				2300	52-13. 315
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 316					52-13. 316
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 317					52-13. 317
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 318					52-13. 318
	1500	2530	ні	ні	ні	02-13. 321	2230	52-13. 321					
			кран+злив	ні	ні	02-13. 322		52-13. 322					
			ні	капсула	ні	02-13. 323		52-13. 323					
			кран+злив	капсула	ні	02-13. 324		52-13. 324					
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 325	2300	52-13. 325					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 326		52-13. 326					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 327		52-13. 327					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 328		52-13. 328					
Durcon з бортиком	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 411	1200	1000	2100	2230	52-13. 411
					кран+злив	ні	ні	02-13. 412					52-13. 412
					ні	капсула	ні	02-13. 413					52-13. 413
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 414					52-13. 414
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 415				2300	52-13. 415
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 416					52-13. 416
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 417					52-13. 417
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 418					52-13. 418
	1500	2530	ні	ні	ні	02-13. 421	2230	52-13. 421					
			кран+злив	ні	ні	02-13. 422		52-13. 422					
			ні	капсула	ні	02-13. 423		52-13. 423					
			кран+злив	капсула	ні	02-13. 424		52-13. 424					
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 425	2300	52-13. 425					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 426		52-13. 426					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 427		52-13. 427					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 428		52-13. 428					

Матеріал стільниці	Розміри, мм				Вода	капсула	Вентилятор	Артикул	Розміри, мм				Артикул
	Д	Г	В	(В)					Д	Г	В	(В)	
HPL пластик без бортику	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 511	1200	1000	2100	2230	52-13. 511
					кран+злив	ні	ні	02-13. 512					52-13. 512
					ні	капсула	ні	02-13. 513					52-13. 513
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 514					52-13. 514
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 515				2300	52-13. 515
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 516					52-13. 516
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 517					52-13. 517
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 518					52-13. 518
	1500	2530	ні	ні	ні	1500	2230	52-13. 521					
			кран+злив	ні	ні			02-13. 522	52-13. 522				
			ні	капсула	ні			02-13. 523	52-13. 523				
			кран+злив	капсула	ні			02-13. 524	52-13. 524				
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 525	2300	52-13. 525					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 526		52-13. 526					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 527		52-13. 527					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 528		52-13. 528					
камінь з бортиком	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 611	1200	1000	2100	2230	52-13. 611
					кран+злив	ні	ні	02-13. 612					52-13. 612
					ні	капсула	ні	02-13. 613					52-13. 613
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 614					52-13. 614
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 615				2300	52-13. 615
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 616					52-13. 616
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 617					52-13. 617
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 618					52-13. 618
	1500	2530	ні	ні	ні	1500	2230	52-13. 621					
			кран+злив	ні	ні			02-13. 622	52-13. 622				
			ні	капсула	ні			02-13. 623	52-13. 623				
			кран+злив	капсула	ні			02-13. 624	52-13. 624				
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 625	2300	52-13. 625					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 626		52-13. 626					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 627		52-13. 627					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 628		52-13. 628					
Керамограніт 800x800	1200	1000	2400	2530	ні	ні	ні	02-13. 711	1200	1000	2100	2230	52-13. 711
					кран+злив	ні	ні	02-13. 712					52-13. 712
					ні	капсула	ні	02-13. 713					52-13. 713
					кран+злив	капсула	ні	02-13. 714					52-13. 714
				2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 715				2300	52-13. 715
					кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 716					52-13. 716
					ні	капсула	вентилятор	02-13. 717					52-13. 717
					кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 718					52-13. 718
	1500	2530	ні	ні	ні	1500	2230	52-13. 721					
			кран+злив	ні	ні			02-13. 722	52-13. 722				
			ні	капсула	ні			02-13. 723	52-13. 723				
			кран+злив	капсула	ні			02-13. 724	52-13. 724				
		2600	ні	ні	вентилятор	02-13. 725	2300	52-13. 725					
			кран+злив	ні	вентилятор	02-13. 726		52-13. 726					
			ні	капсула	вентилятор	02-13. 727		52-13. 727					
			кран+злив	капсула	вентилятор	02-13. 728		52-13. 728					