

Матеріал стільниці	Конструкція	Особливість	Розміри, мм			Артикул	Розміри, мм			Артикул
			Д	Г	В		Д	Г	В	
граніт	каркасний	для роботи ситячи	630	430	750	01-07. 101				
		для роботи стоячи			900					

ламініт високого тиску + граніт	стіл в столі	для роботи ситячи	1200	750	750	01-07. 110	1200	600	750	51-07. 110	
		для роботи стоячи			900				01-07. 112		900
		для роботи ситячи	1500		750	01-07. 120	1500		750	51-07. 120	
		для роботи стоячи			900				01-07. 122		900
	стіл в столі подвійний	для роботи ситячи	1200	750	750	01-07. 113	1200	600	750	51-07. 113	
		для роботи стоячи			900				01-07. 114		900
	з баластом		корпус ЛДСП	750	750	900	01-07. 111	750	600	900	51-07. 111
			корпус сталь								01-07. 131
			корпус ЛДСП	900			01-07. 121	900			51-07. 121
			корпус сталь				01-07. 141				51-07. 141

HPL пластик + граніт	стіл в столі	для роботи ситячи	1200	750	750	01-07. 510	1200	600	750	51-07. 510	
		для роботи стоячи			900				01-07. 512		900
		для роботи ситячи	1500		750	01-07. 520	1500		750	51-07. 520	
		для роботи стоячи			900				01-07. 522		900
	стіл в столі подвійний	для роботи ситячи	1200	750	750	01-07. 513	1200	600	750	51-07. 513	
		для роботи стоячи			900				01-07. 514		900
	з баластом		корпус ЛДСП	750	750	900	01-07. 511	750	600	900	51-07. 511
			корпус сталь								01-07. 531
			корпус ЛДСП	900			01-07. 521	900			51-07. 521
			корпус сталь				01-07. 541				51-07. 541

Матеріал стільниці	Конструкція	Особливість	Розміри, мм			Артикул	Розміри, мм			Артикул
			Д	Г	В		Д	Г	В	
ламініт високого тиску + граніт	стіл в столі без екранів	для роботи ситячи	1200	750	750	101-07. 110	1200	600	750	151-07. 110
		для роботи стоячи			900				101-07. 112	
		для роботи ситячи	1500		750	101-07. 120	1500		750	151-07. 120
		для роботи стоячи			900				101-07. 122	
	стіл в столі б/е подвійний	для роботи ситячи	1200	750	750	101-07. 113	1200	600	750	151-07. 113
		для роботи стоячи			900				101-07. 114	

HPL пластик + граніт	стіл в столі без екранів	для роботи ситячи	1200	750	750	101-07. 510	1200	600	750	151-07. 510
		для роботи стоячи			900				101-07. 512	
		для роботи ситячи	1500		750	101-07. 520	1500		750	151-07. 520
		для роботи стоячи			900				101-07. 522	
	стіл в столі б/е подвійний	для роботи ситячи	1200	750	750	101-07. 513	1200	600	750	151-07. 513
		для роботи стоячи			900				101-07. 514	